


Ouvrir les cas :

- **1** Double-cliquer sur le cas souhaité
ou
- Marquer le cas et cliquer sur **2** «Ouvrir»



Medstat 5 CodRev - 2016 - Hôpital de soins aigus - CodierExamen_2016.dbs - [Patientensuche]

Medstat PDF

FID	Nom	Prénom	CPC	Naissance	Admission	Sortie	DP	DRG
1	Hager	Daniela	M200	19.03.1941	10.04.2016 09	22.04.2016 10		
2	Hager	Daniela	M200	20.10.1978	31.12.2015 13	15.01.2016 09		
3	Hager	Daniela	M100	10.04.1976	09.06.2016 14	31.07.2016 10		
4	Hager	Daniela	M300	11.11.1981	13.05.2016 16	16.06.2016 12		
5	Hager	Daniela	M100	05.04.1955	16.12.2015 09	06.01.2016 12		

Ouvrir

Imprimer

Les cas sauvegardés peuvent de nouveau être ouverts et traités.

Afficher les données Admin :

- **1** Cliquer sur l'onglet «Admin»
- **2** Retour au codage par un clic sur l'onglet «Codage»

The screenshot shows the 'Admin' tab of the Medstat 5 CodRev software. The window title is 'Medstat 5 CodRev - 2016 - Hôpital de soins aigus - CodierExamen_2016.dbs - [Hager Daniela 3]'. The interface is divided into several sections:

- Patient/e**: FID 3, PID 3, Nom Hager, Prénom Daniela, Sexe 1 Masculin, Date de naissance 10.04.1976, Age 40, Domicile 3000, Nationalité CHE.
- Admission**: Séjour avant 1 Domicile, Date et heure 09.06.2016 14, Poids à l'admission, Mode d'adm. 1 Urgence, Décision 1 Initiative propre, proche.
- Traitement**: Type séjour 3 Hospitalisation, Classe 1 Chambre commune, CPCC M100 Médecine interne, Prise en charge 1 Assurance maladie, Congé 0, Statut DRG 1 oui.
- Soins intensifs et continus**: Séjour soins intensifs 600, Ventilation art. 480, Gravité (score) 60, Total scores NEMS 2480, Genre de score S SAPS.
- Sortie**: Décision 1 Sur l'initiative d'un traitant, Séjour après 1 domicile, Prise en ch. 1 Guéri, aucun besoin de suivi, Date et heure 31.07.2016 10.
- Diagnostics**: A table with columns 'typ', 'CIM', 'lat', 'diagnostic'. The first row is highlighted in blue and contains 'DP'.

On the right side of the window, there are buttons for 'Annuler' and 'Enregistrer'.

Les données Admin sont déjà remplies et ne doivent pas être modifiées.

Modifier le codage :

- Saisir **1** diagnostics et **2** traitements
- **3** Examiner les messages de Medplaus
- **4** Vérifier le DRG
- **5** «Sauvegarder» ou «Annuler» pour fermer le cas

The screenshot displays the Medstat 5 CodRev interface for a patient case. The window title is "Medstat 5 CodRev - 2016 - Hôpital de soins aigus - CodierExamen_2016.dbs - [Hager Daniela 3]". The patient information section shows "No: 3" and "Séjour de 09.06.2016 14 à 31.07.2016 10, 3 Hospitalisation, M100 Médecine Interne Daniela Hager, 1 Masculin, 10.04.1976 40 ans".

The "Diagnostics" table is highlighted with a red box labeled "1":

typ	CIM	lat	diagnostic
DP	A31.9		Infection à Mycobacterium, sans précision
CDP			
1DS	J18.8	0 Bilat	Autres pneumonies, micro-organisme non précisé
2DS			
3DS			
4DS			
5DS			
6DS			
7DS			

The "Traitements" table is highlighted with a red box labeled "2":




typ	CHOP	date	lat	procédure
TP	99.A1.13	09.06.2016 15		Diagnostic complexe d'insuffisance médullaire, avec typage HLA
1TS				
2TS				
3TS				
4TS				
5TS				

The "MedPlus5" status bar shows "0 erreurs", "0 avertissements", and "0 remarques". The "swissDRG 5.0A" section is highlighted with a red box labeled "4":

A11D Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures sans procédure complexe, sans procédure opératoire particulière, sans procédures de complication, sans traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points avec diagnostic particulier, âge > 5 ans
MDC-Calc: 18B Maladies infectieuses et parasitaires
MDC-Tab: PRE Pré-MDC
Exception de réadmission
ALOS: 23.3 LTP: 7 HTP: 39
durée de séjour: 52 jours PCCL: 3
CW: 8.136 (Version 5.0A-A) H High-outlier
CW calculé: 12.532

The "Annuler" button is highlighted with a red box labeled "5".

Saisir CIM et CHOP :

- Cliquer sur la cellule correcte
- Introduire le code avec ou sans point et presser sur la touche 
- Si le code n'est pas complètement détaillé, une liste déroulante  apparaît :
 - Sélectionner jusqu'à obtenir le code terminal
 - Annuler avec la touche 

Diagnostics		
typ	CIM	Diagnostic
DP	I10	Hypertension essentielle (primitive)
CDP	0 I10.0	Hypertension essentielle bénigne
1DS	1 I10.1	Hypertension essentielle maligne
> 2DS	9 I10.9	Hypertension essentielle, non précisée
3DS		
4DS		

Saisir la latéralité :

- Cliquer sur la cellule située à côté et à droite du code CIM, **1** ou à côté et à droite de la date du traitement
- Une liste déroulante concernant la latéralité s'ouvre
- Suppression de la latéralité par «insignifiant» dans le menu contextuel (bouton droit de la souris)

Diagnostics			
typ	CIM	lat.	diagnostic
DP	I10.11		Hypertension essentielle maligne: Avec mention de cr
CDP			
1DS	J18.8	1	autres pneumonies, micro-organisme non précisé
2DS			0 Bilatéral
3DS			1 Unilatéral droit
4DS			2 Unilatéral gauche
5DS			3 Unilatéral coté inconnu
6DS			9 Inconnu
7DS			Question ne se pose pas
8DS			
9DS			

Saisir/corriger la date du traitement :

- Cliquer sur la cellule située à droite du code CHOP **1**
- Séparer le jour, le mois et l'année par un point, ou saisir le jour et le mois avec un zéro en première position.
- Séparer l'heure par un espace

Exemples :

8.3.16 9



080316 09



Traitements						
typ	CHOP	date	lat.	amb.	procédure	
TP	99.B7.14	08.03.2009			Traitement complex	
1TS						
2TS						
3TS						

Lors de la saisie d'un nouveau code, la date du traitement est reprise du dernier code situé directement au-dessus.


Corriger des codes :


- Des codes erronés peuvent être corrigés en écrivant par-dessus les codes corrects
- Toute la ligne peut être supprimée en cliquant avec le bouton droit de la souris **1**

Diagnostics				
typ	CIM	lat.	diagnostic	
DP	A31.9		Infection à Mycobacterium, sans précision	
CDP				
1DS	J18.8	0 Bilat.	Autres pneumonies, micro-organism	précisé
2DS			Supprimer la ligne	
3DS				
4DS				
5DS				
6DS				
7DS				

Traitements					
typ	CHOP	date	lat.	amb.	procédure
TP	99.B7.14	08.03.2016	09		Traitement complexe de médecine intensive, 361 à 552 points de dépense
1TS					
2TS					
3TS					
4TS					
5TS					
6TS					

PDF du manuel de codage, CIM et CHOP :

- **1** Dans le menu principal, cliquer sur PDF
- **2** Retour au codage par le biais du symbole  de la barre des tâches



The screenshot displays the Medstat 5 CodRev application window. The title bar reads "Medstat 5 CodRev - 2016 - Hôpital de soins aigus - CodierExamen_2016.dbs - [Hager Daniela 3]". The main interface is divided into several sections:

- Menu:** A dropdown menu is open, showing options for "Manuel de codage 2016" (highlighted with a red box containing the number 1), "CIM-10 GM 2014 systématique (I-XI)", "CIM-10 GM 2014 systématique (XII-XXII)", "CIM-10 GM 2014 alphabétique (A-L)", "CIM-10 GM 2014 alphabétique (M-Z)", "CHOP 2016 systématique", "CHOP 2016 alphabétique (A-L)", and "CHOP 2016 alphabétique (M-Z)".
- Diagnosics:** A table with columns "typ" and "CIM". The first row shows "DP A31.3" with "CHOP 2016 systématique" in the adjacent column.
- Traitements:** A table with columns "typ", "CHOP", "date", "lat", "amb", and "procédure". The first row shows "TP 99.B7.14.08.03.2016.09" with "Traitement complexe de médecine intensive; 361 à 552 points de dépense".
- Messages:** A status bar at the bottom left shows "2 erreurs", "0 avertissements", and "0 remarques". Below this, two error messages are listed: "E: B1401 MB: La date d'admission doit précéder la date du traitement" and "E: B44010 Traitement principal: MD: La date d'admission doit précéder la date du traitement".
- Summary:** A section on the right titled "swissDRG 5.0A" provides a summary for "A11D Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures sans procédure complexe, sans procédure opératoire particulière, sans procédures de complication, sans traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points avec diagnostic particulier, âge > 5 ans". It includes details like "MDC-Calc: 18B Maladies infectieuses et parasitaires", "MDC-Tab: PRE Pré-MDC", "Exception de réadmission", "ALOS: 23.3 LTP: 7 HTP: 39", "durée de séjour: 52 jours PCCL: 3", "CW: 8 136 (Version 5.0A-A) H High-outlier", and "CW calculé: 12.532".

The Windows taskbar at the bottom shows various application icons, including a red box with the number 2 over the taskbar icon for the application.